



abasoft

Das Softwarehaus für Ärzte

**HOW
TO**

ÜBERSPIELANLEITUNG

EVA



Version V230

Stand 01.01.2020

> ACHTUNG <
Wichtige Hinweise zur Einspielung



Das **KBV-Prüfmodul** (Einspielpunkt C) darf erst **nach Fertigstellung der Quartalsabrechnung** und dem **Versand der DMP-Dokumentationen** aus dem 4. Quartal 2019 eingespielt werden!

> Die DVD bitte aufbewahren! <


Unsere Rufnummern:

EVA-Hotline:	07141 - 14121 - 20
Technische Hotline:	07141 - 14121 - 30
Vertrieb:	07141 - 14121 - 40
Zentrale:	07141 - 14121 - 0
Fax:	07141 - 14121 - 25



**Öffnungszeiten der Hotline zur Abrechnung
des 1. Quartals 2020**

Dienstag, 31. März 2020
von 8:00 Uhr bis 19:00 Uhr



Inhalte der EVA-Version V230

- § Update EVA-V230 (Programme und Dateien)
- § Kassenstammdaten 1/2020
- § Arztnummern-Stammdaten 1/2020
- § ICD-Stammdaten 1/2020; **ACHTUNG: UUU/U99.9 entfällt!**
- § KBV-Prüfmodul 1/2020 XPM-Paket 2020.1.2, Kernel 4.1.12
- § ABDAmед Medikamentendatenbank 01/01/2020
- § Änderung des EBM zum 01.01.2020, Krebsfrüherkennung bei der Frau
- § Formular M39
- § Änderung der GOÄ, Leichenschau, zum 01.01.2020

ACHTUNG: Es müssen alle Punkte eingespielt werden!

A. Allgemeines

Bitte arbeiten Sie alle Schritte nacheinander ab:

1. Die **Version V229** muss **bereits eingespielt** sein.

TIPP:

Wenn Sie in EVA keinen Patienten aufgerufen haben, können Sie Ihre aktuelle EVA-Version einsehen.

2. Bitte führen Sie vor dem Einspielen unbedingt eine **Datensicherung** durch.

3. **Arbeiten** Sie nur **an dem Bildschirm**, an dem Sie das **Update einspielen**. Melden Sie sich bitte an allen anderen Bildschirmen ab. Wenn Sie während des Updates dennoch arbeiten, kommt es zu einer lokalen Fehlermeldung. Diese Fehlermeldung können Sie mit einem Neustart des EVA-Arbeitsplatzes einfach selbst beheben.

Es müssen alle Punkte von **B** bis **G** eingespielt werden

Für Anwender mit einer EVA - Mehrmandantenversion (z. B. "EVB", "EVC" etc.):

Das Update muss immer zuerst in EVA eingespield werden.

B. Einspielen des Updates V230

1. Legen Sie die DVD vor dem Einspielen in das DVD-Laufwerk.
Abfragen oder Vorgaben während des Einspielens müssen mit der "Enter"-Taste bestätigt werden.
2. Geben Sie Folgendes am Doppelpfeil ein:
=> UPDATE
Bestätigen Sie die Eingabe mit der "Enter"-Taste.
3. Wählen Sie Punkt "1. Update einspielen".
Bitte folgen Sie nun den Anweisungen auf dem Bildschirm.
4. Anschließend erscheint die Meldung:
"Die Installation / Konvertierung ist beendet"
Bestätigen Sie die Meldung mit der "Enter"-Taste.
5. Bitte starten Sie nun Ihren EVA-Arbeitsplatz neu.

Wichtiger Hinweis für das Update des EVA - Arbeitsplatzes:

Nach der Einspielung der neuesten Version wird bei dem ersten Login automatisch das Update des lokalen Arbeitsplatzes gestartet. Bitte warten Sie, bis das Update vollständig ausgeführt wurde.

Je nach Rechner und Windows-Version kann dieser Vorgang einige Minuten dauern. Schließen Sie in keinem Fall vorzeitig das Fenster.

C. KBV-Prüfmodul installieren - 1/2020, Paket 2020.1.2 Kernel 4.1.12

Geben Sie Folgendes am Doppelpfeil ein:

==> UPDATE

Bestätigen Sie die Eingabe mit der "Enter"-Taste.

Wählen Sie anschließend Punkt "4. XPM/DMP-Prüfmodul installieren".

D. KBV-Kassenstammdaten - 1/2020 einspielen

Geben Sie Folgendes am Doppelpfeil ein:

==> UPDATE

Bestätigen Sie die Eingabe mit der "Enter"-Taste.

Wählen Sie Punkt "6. Kassenstammdaten einspielen".

Die Datei wird nun eingelesen und mit den EVA-Kassenstammdaten abgeglichen.

**Bitte beachten Sie auch den Ausdruck des
Fehlerprotokolls.**

E. Arztnummern-Stammdaten - 1/2020 einspielen

Geben Sie Folgendes am Doppelpfeil ein:

==> UPDATE

Bestätigen Sie die Eingabe mit der "Enter"-Taste.

Wählen Sie Punkt "7. Arztnummern-Stammdaten einspielen". Die Datei wird nun dekomprimiert und dann eingelesen.

F. ICD-Stammdaten - 1/2020 einspielen

Geben Sie Folgendes am Doppelpfeil ein:

==> UPDATE

Bestätigen Sie die Eingabe mit der "Enter"-Taste.

Wählen Sie Punkt "8. ICD-Stammdaten einspielen". Die Datei wird nun dekomprimiert und dann eingelesen.

G. Einspielung der ABDAmMed Medikamentendatenbank Version 01/01/2020

Geben Sie Folgendes am Doppelpfeil ein:

==> UPDATE

Bestätigen Sie die Eingabe mit der "Enter"-Taste.

Wählen Sie Punkt "9. Abdata Medikamente und Texte einspielen". Starten Sie danach Punkt "1. Update starten".



Ihre Checkliste für das Einspielen des Updates

Punkt	To-Do	✓
A.	Ist das Update V229 schon eingespielt?	
B.	Wurde das Update V230 eingespielt?	
C.	Ist das KBV-Prüfmodul 1/2020 Paket 2020.1.2, Kernel 4.1.12 installiert?	
D.	Sind die Kassenstammdaten 1/2020 eingespielt?	
E.	Sind die Arztnummern-Stammdaten 1/2020 eingespielt?	
F.	Sind die ICD-Stammdaten 1/2020 eingespielt?	
G.	Ist ABDAmед 01/01/2020 eingespielt?	

Sollte bei dem Einspielen Ihres Updates eine Unregelmäßigkeit auftreten, nehmen Sie bitte Kontakt mit unserer Service-Hotline unter **07141 / 14 12 120** auf.

Wir sind für Sie da!

Unsere Servicenummern:



EVA-Hotline 07141 - 14 12 120

Anwenderfragen zu unseren Programmen

Technische-Hotline 07141 - 14 12 130

Technische Fragen und Hardware
Probleme

Vertrieb 07141 - 14 12 140

Beratung und Bestellung von Soft- und
Hardware

Buchhaltung 07141 - 14 12 10

Fragen zu Rechnungen, Wartungsverträgen
oder Änderungen Ihrer Daten.